

UED-Group
Производство лабораторного оборудования

Верхнеприводная мешалка

Торговое наименование: UED-5, UED-10, UED-20, UED-40Pro
Заводская маркировка: OHS-5, OHS-10, OHS-20, OS-40Pro

ПАСПОРТ
Инструкция по эксплуатации
Гарантийные обязательства

www.oooued.ru
Россия, Санкт-Петербург
Телефон:
+7 (812) 642-93-62
Эл. почта: zakupki@oooued.ru

Верхнеприводные мешалки UED предназначены для равномерного механического перемешивания, гомогенизации текучих и вязких жидкостей, замешивания твердых частиц в жидкостях, приготовления суспензий, гелей, эмульсий, а также для внедрения газов. Подходит для низкой и средней вязкости жидкой или твердой жидкой смеси.

Меры предосторожности при работе

1. Источник питания должен соответствовать напряжению, требуемому изделием. Необходимо обеспечить качественное заземление сети.
2. Лабораторная цифровая верхнеприводная мешалка должна быть установлена в хорошо вентилируемом помещении, не подверженном сильным вибрациям, воздействию горючих и взрывоопасных веществ.

Особенности работы

- Включение и управление прибором:

1. Соберите прибор согласно изображению в конце паспорта, убедитесь что все соединения штатива затянуты, мешальник в патроне не болтается.
2. Вставьте шнур питания в разъем на задней части корпуса мешалки
3. Включите питание прибора, после чего на цифровом дисплее отобразится символ "0000".
4. Вращая аналоговый регулятор скорости вращения мешальника (с надписью PUSH - STOP), установите требуемую вам скорость вращения. Прибору требуется около 15 секунд холостого вращения для того, чтобы выйти на заданную вами скорость вращения мешальника.

Управление верхнеприводной мешалкой **UED-40Pro:**

1. Соберите прибор согласно изображению в конце паспорта, убедитесь что все соединения штатива затянуты, мешальник в патроне не болтается.

2. Вставьте шнур питания в разъем на задней части корпуса мешалки
3. Включите питание прибора, после чего на цифровом дисплее отобразится символ "0000".
4. Для установки таймера и скорости удерживайте регулятор. Для переключения между часами, минутами, секундами и количеством оборотов в минуту нажмите регулятор.

- Аварийная остановка:

Для остановки прибора установите нулевую скорость вращения мешальника или нажмите на кнопку регулятора скорости, после чего прибор остановит свою работу.

- Рекомендации по подключению:

Для работы верхнеприводной мешалки необходимо подключение к источнику питания, имеющего стабильное напряжение во избежание скачков скорости и поломок. Производитель не несет ответственности за нарушения работы прибора, вызванные нестабильностью источника питания.

- Рекомендации по работе:

1. В связи с отсутствием системы охлаждения в конструкции верхнеприводной мешалки, непрерывный срок работы не должен превышать одного часа.
2. Для фиксации мешальника в патроне необходимо использовать комплектный ключ (л).

Технические характеристики

Характеристика	Модель			
	UED-5	**UED-10**	**UED-20**	**UED-40Pro**
Макс. объем перемешивания H2O, л	5	10	20	40
Мощность, Вт	60	100	200	110
Скорость перемешивания, об/мин	100-1500			50-1800
Диаметр устанавливаемых мешальников, мм	1-10			3-12
Шаг установки скорости, об/мин	50			1
Наличие дисплея	есть			
Наличие таймера	нет			есть
Напряжение/частота питающей сети,	220 / 50			

Характеристика	Модель			
	UED-5	UED-10	UED-20	UED-40Pro
В / Гц				
Габариты (ДхШхВ), мм	200x280x660			330x225x 720
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	390x390x200			600x320x 180

Рекомендуемые профилактические работы:

● необходимо смазывать движущиеся части верхнеприводных мешалок и использовать качественные смазочные материалы – это продлит срок службы подшипников;



* с помощью шестигранного ключа 3 мм (к) необходимо периодически подкручивать крепления патрона (и); (только UED-5, UED-10, UED-20)

Комплект поставки

Обозначение	**Наименование**	**Кол-во**	**Примечания**
а	Двигатель	1	
б	Поперечная мешалка	1	
в	Латунная база	1	С резиновой прокладкой
г	Штатив для фиксации двигателя	1	Крепится к латунной базе (в)
д	Поддержка двигателя	1	
е	Зажим	1	Для крепления поддержки двигателя (д)
ж	Зажим для мензурки	1	*нет в стандартной комплектации UED-40Pro*

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
з	Шнур питания	1	
и	Фиксатор патрона	1	Стационарный двигатель
к	Шестигранный ключ 3 мм.	1	
л	Ключ	1	Для крепкой фиксации мешальника в патроне
м	Паспорт	1	

Схематическое изображение типовой верхнеприводной мешалки





Гарантийные обязательства

Данный прибор произведен по заказу и под контролем ООО «УЕД». Страна производства: Китай.
ООО «УЕД» гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, определяемого оригиналом товарно-транспортной накладной.

- Гарантийный ремонт и замена деталей и узлов, имеющих брак, производится при предъявлении копии документов, подтверждающих покупку.
- На гарантийное и послегарантийное обслуживание прибор надлежит отправлять в стандартной упаковке, в комплекте с паспортом и оригиналом рекламации. В противном случае, при обнаружении механических повреждений, поставщик оставляет за собой право не принимать претензии.
- Максимальный объем ответственности в самом исключительном случае не превышает конечной стоимости продукта по сопроводительным документам.
- Мы оставляем за собой право по своему собственному усмотрению возместить покупную цену оборудования вместо ремонта и/или замены.
- Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки любого рода, возникшие, включая в том числе, но не ограничиваясь, невозможность использования изделия либо части его функций, потерю времени, неудобства, упущенную выгоду, стоимость трудозатрат, или другие случайные или

косвенные убытки в отношении лиц, бизнеса, или имущества, возникшие в результате нарушения гарантии, небрежности или по какой-либо иной причине.
- Покупатель несет ответственность за определение пригодности и применимости настоящего изделия для конкретных целей или при включении его в качестве детали в системы, которые клиент разрабатывает, производит или продает.

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также обнаружения некомплектности при распаковывании изделия, потребитель должен предъявить рекламационный акт по адресу производителя: ООО «УЕД» 190020, Санкт-Петербург, Бумажная улица, дом 17, офис 418.
Телефон 8 (965) 068-26-00, e-mail: ued@oooued.ru

Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией
- при отсутствии документов, подтверждающих покупку изделия у компании ООО “УЕД”, либо у её представителя
- самопроизвольного изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования
- при нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и

несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам).
- применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной документацией.

Гарантия не распространяется:

1. На расходные материалы (условное обозначение б, е, ж, з, к) и уплотнительные элементы.
2. На изделия, использованные не по назначению, эксплуатирующиеся без своевременного обслуживания и контроля.
3. На изделия, вышедшие из строя по причине форс-мажорных обстоятельств или при перевозке.
4. На естественный износ деталей и материалов.
5. На изделия, вращающиеся с нестабильной скоростью и оборотами, возникающими в зависимости от вязкости перемешиваемого вещества.
6. На изделия, подвергнувшиеся любым посторонним вмешательствам в конструкцию.

Условия гарантии не предусматривают:

1. Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта и консультации. Данные работы оплачиваются и производятся отдельно.
2. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания. Перевозка оборудования в пункт приемки и ремонта и из него производится силами и за счет покупателя.

Адрес пункта приемки оборудования в гарантийный ремонт:

г. Санкт-Петербург, улица Бумажная, дом 17, офис 418.
В случае переезда пункта приемки актуальный адрес размещается на сайте https://oooued.ru в разделе “Контакты” или вы можете уточнить его по номеру телефона +7 (965) 068-26-00

Ответственный за отпуск товара:

_____ _____

(ФИО) (подпись)

м.п.

www.oooued.ru
Россия, Санкт-Петербург
Конт. тел.:
+7 (812) 642-93-62
Эл. почта: zakupki@oooued.ru